

## LAVABO PER CHIRURGO



*Medical  
Italia*

LAVABO PER CHIRURGO interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite, spessore lamiera 12/10, vasca sagomata antispruzzo. I gruppi erogatori possono essere manuali a leva clinica oppure elettronici con comando ad avvicinamento, con alimentazione tramite batteria al litio di lunghissima durata. I lavabi sono completi di paretina antispruzzo. Spigoli arrotondati e bordi con doppia piega antitaglio.

Sono disponibili nella versione da uno, due, tre e quattro posti.

Possono essere dotati di distributore di sapone liquido interamente in acciaio inox con comando a gomito o comando elettronico.

Altra opzione è il dispositivo di controllo termostatico della temperatura che permette il controllo ottimale nel tempo della temperatura dell'acqua.

Montaggio a parete.

Dimensioni standard:

- larghezza 600 mm per posto
- altezza 1200 mm
- profondità 550 mm
- altre misure a richiesta

